


Fitc-Kaninchen-Anti-Humanes Cd2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06729

Artikelnummer: CM0008149



Einführung

FITC-konjugierter Kaninchen-anti-humaner CD2 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Spezifisch für humanes CD2 (T11/SRBC/LFA-2), ein 39 kDa T-Zell-Oberflächenantigen. Validiert für FC. Ideal für die Immunphänotypisierung von T-Zellen und NK-Zellen sowie für Adhäsionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC-Kaninchen-anti-humaner CD2 mAb
Bemerkungen/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	914
GeneID	914
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-209 von humanem CD2 (NP_001758.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06729
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche