


## Fitc Kaninchen Anti-Mensch Cd44 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16070

Artikelnummer: CM0008861



### Einführung

FITC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD44 für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und Immunhoming. SWISS: P16070.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FITC Kaninchen Anti-Mensch CD44 mAk                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CD44-Antigen                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 960                                                                                                                       |
| GenID             | 960                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-178 von humanem CD44 (NP_000601.3) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | FC                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                    |
| SWISS             | P16070                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 82kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |