

Fitc-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd7-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P09564

Artikelnummer: CM0006111

Einführung

FITC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD7 (GP40, Tp40, LEU-9). Entwickelt für die durchflusszytometrische Detektion von T-Zell- und NK-Zell-Populationen in der Immunphäotypisierung und diagnostischen Arbeitsabläufen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC-Kaninchen-anti-humanes-CD7-mAb
Bezeichnungen/Aliase	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	924
GeneID	924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-180 des humanen CD7 (NP_006128.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09564
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku