


Fitc-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd99-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P14209

Artikelnummer: CM0007864



Einführung

FITC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD99 (MIC2) für die Durchflusszytometrie. Ziel ist das 19-kDa-CD99-Antigen, das an der T-Zell-Adhäsion, der Leukozytenextravasation und der Rosettenbildung beteiligt ist. Kreuzreaktiv mit humanem CD99.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC-Kaninchen-anti-humaner-CD99-mAb
Bezeichnungen/Aliase	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Spezies	Mensch
GeneID	4267
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 24-123 des humanen CD99 (NP_002405.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14209
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Kühlakku