

Fitc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Tcr γ/δ Monoklonaler Antikörper - Tcr γ/δ

Artikelnummer: CM0009757

Einführung

FITC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanen TCR γ/δ für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für T-Zell-Rezeptor-Gamma/Delta-Ketten, ideal für die Immunphänotypisierung und die Erforschung von T-Zell-Subsets.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC Kaninchen anti-Human TCR γ/δ mAb
Bemerkungen/Alias	TCRD; TRD@; TCRDV1; TCRG; TRG@
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6964/6965
Gen-ID	6964/6965
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen TCR γ/δ
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
Versand	Eisbeutel