

Fitc Kaninchen Anti-Human/Affe Cd19 Mak - Cd19

Artikelnummer: CM0008921

Einführung

FITC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes und Cynomolgus-Affen CD19 gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die B-Zell-Immunphäotypisierung in Forschungs- und Diagnostikanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC Kaninchen anti-Human/Affe CD19 mAk
Bemerkungen/Alias	CD19
Spezies	Affe
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID	102145514
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel