


Fitc Kaninchen Anti-Human/Affe Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08575

Artikelnummer: CM0011945



Einführung

FITC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes und Cynomolgus-CD45 (Leukozyten-common-Antigen). Validiert für die Durchflusszytometrie ermöglicht er eine präzise Identifizierung und Analyse von Immunzellen und unterstützt die Forschung zur T-Zell-Aktivierung und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC Kaninchen anti-Human/Affe CD45 mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5788
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 26-577 von humanem CD45 (P08575) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08575
Proteinmasse	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Versand	Eisbeutel