


Fitc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human/Affe Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01732

Artikelnummer: CM0004144



Einführung

FITC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes und Javaneraffen-CD8a. Entwickelt für den Nachweis von CD8+ T-Zellen mittels Durchflusszytometrie, zur Unterstützung der Immunantwort- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC Kaninchen anti-Human/Affe CD8a mAb
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	925
GeneID	925
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P01732
Protein-Gewicht	21kDa/25kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel