

Fitc-Kaninchen-Anti-Maus-Cd32 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08101

Artikelnummer: CM0007969

Einführung

FITC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD32 (Fc-Gamma-Rezeptor IIB) für die Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne, geeignet zum Nachweis von CD32 auf hämatopoetischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC Kaninchen-anti-Maus-CD32 mAk
Bemerkungen/Alias	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	2213
GeneID	14130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-207 von Maus-CD32 (NP_034317.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08101
Proteinmasse	31 kDa/33 kDa/36 kDa
Versand	Eisbeutel