


Fitc-Kaninchen-Anti-Ratte-Cd45-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P04157

Artikelnummer: CM0011923



Einführung

FITC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD45 der Ratte (L-CA, T200), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt das gemeinsame Leukozytenantigen, eine Rezeptor-Tyrosin-Proteinphosphatase, die für die T-Zell-Aktivierung essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC-Kaninchen-anti-Ratte-CD45-mAb
Bemerkungen/Alias	Lca; RT7; CD45; L-CA; T200
Art	Ratte
GeneID (Mensch)	5788
GeneID	24699
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-546 des Ratten-CD45 (NP_612516.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P04157
Proteingewicht	143 kDa
Versand	Kühlakku