

Fitc/5-Fam/6-Fam Kaninchen Monoklonaler Antikörper

Artikelnummer: CM0002056

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen FITC, 5-FAM und 6-FAM. Valid für WB und ELISA mit artenunabhängiger Reaktivität. Ideal zum Nachweis FITC-markierter Moleküle in verschiedenen Forschungs- und Diagnoseverfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC/5-FAM/6-FAM Kaninchen mAk
Spezies	Mensch
Immunogen	Synthetisches Peptid, FITC
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Kühlakkus