

Fkbp1B Kaninchen Pab - P68106

Artikelnummer: CM0029527



Einführung

FKBP1B Kaninchen pAb detektiert Peptidyl-Prolin cis-trans Isomerase FKBP1B (12,6 kDa FKBP) für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Immunsuppressions- und Proteinfaltungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPIase; FKBP12.6; FKBP1B
Spezies	Human
GeneID (Human)	2281
GeneID	2281
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 von humanem FKBP1B entspricht (NP_473374.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P68106
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel