

FlII Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13045

Artikelnummer: CM0013897

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FLII (Flightless-1-Homolog). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Zytoskelett-Dynamik, Zelladhäsion und Transkription. ~145 kDa, SWISS: Q13045.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FLII Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLI; FLIL; FLI1; FLII
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2314
Gen-ID	2314
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 400-660 von humanem FLII (NP_002009.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13045
Proteingewicht	145kDa
Versand	Eisbeutel