

Durchflusszytometrie-Antikörper: Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Nhp-Igd-Monoklonaler Antikörper - Pe Kaninchen Anti-Nhp Igd Mab

Artikelnummer: CM0005839

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die Immunglobulin-Delta-Schwerkette von Javaneraffen. Validiert für Durchflusszytometrie, kreuzreagiert mit Rhesusaffen. Ideal für den NHP-IgD-Nachweis in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-NHP IgD mAb
Spezies	Javaneraffe
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Javaneraffe, Rhesusaffe
Versand	Kühltasche