

Fluoresceinisothiocyanat/Fitc-Kaninchen-Pab - Anti-Fitc

Artikelnummer: CM0021199

Einführung

Polyklonaler Anti-FITC-Kaninchenantikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Die speziesunabhängige Kreuzreaktivität macht ihn ideal für den universellen Nachweis FITC-markierter Moleküle bei der Entwicklung und Forschung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fluoresceinisothiocyanat/FITC-Kaninchen-pAb
Immunogen	FITC
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykolonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Icebag