

Fmn1 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q68Da7

Artikelnummer: CM0017436

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes FMN1 (Formin-1) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Untersuchung der Bildung von Adhärenzverbindungen und Aktinpolymerisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FMN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LD; FMN; FMN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	342184
Gen-ID	342184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 350-495 von menschlichem FMN1 (NP_001096654.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q68DA7
Proteingewicht	158 kDa
Versand	Eisbeutel