

Fndc5 Kaninchen Pab - Q8Nau1

Artikelnummer: CM0023016



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes FNDC5 (Irisin). Geeignet für Anwendungen WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt Forschung im Bereich Stoffwechsel bei Bewegung und Bräunung von Fettgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FNDC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FRCP2; Irisin; FNDC5
Spezies	Mensch
GenID	252995
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-150 von humanem FNDC5 (NP_715637.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NAU1
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel