

Formyl-Histon H2B-K120 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (P62807/Q16778) Für Wb, Ihc-P, Elisa

Artikelnummer: CM0000092



Einführung

Spezifischer Formyl-Histon H2B-K120 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-H2B mit vorhersagter breiter Kreuzreaktivität. Ideal für die Untersuchung von Histonmodifikationen und epigenetischer Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Formyl-Histon H2B-K120 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2Bfq; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formyl-Histon H2B-K120
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8349
GenID	3017/8349
Immunogen	Synthetisiertes Peptid abgeleitet von menschlichem Histon H2B (formyl K120)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Weitere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breiter Bereich vorhersagt)
SWISS	P62807/Q16778
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel