

Foxf1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q12946

Artikelnummer: CM0012022

Einführung

Zuverlässiger monoklonaler FOXF1-Kaninchenantikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines FOXF1, einen lungenspezifischen Transkriptionsaktivator. Ideal für die Forschung zur Lungenentwicklung und zu Lungenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXF1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	FKHL5; ACDMPV; FREAC1; FOXF1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2294
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen FOXF1 (Q12946) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12946
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku