

Foxg1 Kaninchen Pab - P55316

Artikelnummer: CM0024365



Einführung

FOXG1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, der FOXG1 in Mensch, Maus und Ratte nachweist. Unverzichtbar für die Forschung an Hirnentwicklung und transkriptioneller Repression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BF1; BF2; QIN; FKH2; HBF2; HFK1; HFK2; HFK3; KHL2; FHKL3; FKHL1; FKHL2; FKHL3; FKHL4; HBF-1; HBF-2; HBF-3; FOXG1A; FOXG1B; FOXG1C; HBF-G2; FOXG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2290
GenID	2290
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-489 von humanem FOXG1 (NP_005240.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55316
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel