

Foxo4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P98177

Artikelnummer: CM0024954



Einführung

FOXO4 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Insulinsignalgebung, Zellzyklusregulation und der Dynamik von Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXO4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AFX; AFX1; MLLT7; FOXO4
Spezies	Human
GenID (Human)	4303
GenID	4303
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P98177
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel