

Foxp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H334

Artikelnummer: CM0017886



Einführung

FOXP1 kaninchenpolyklonaler Antikörper, geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Detektiert endogenes FOXP1 in Human, Maus und Ratte. Verwendet in der Transkriptionsregulation, Immunologie und Stammzellenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27086
GenID	27086
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 550-677 von menschlichem FOXP1 (NP_116071.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H334
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel