

Foxp3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q9Bzs1

Artikelnummer: CM0005000



Einführung

Dieser FOXP3-kaninchen monoklonale Antikörper ist für IHC-P und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der Funktion regulatorischer T-Zellen und der Immunhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXP3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50943
GenID	50943
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem FOXP3 entspricht (NP_054728.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BZS1
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel