

Foxp3 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q9Bzs1

Artikelnummer: CM0028946



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FOXP3 für WB und ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen, das auf Aminosäuren 206-300 abzielt. Ideal für Treg- und Immunregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Spezies	Human
GeneID	50943
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 206-300 von humanem FOXP3 (NP_054728.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZS1
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel