

Fsp1/S100A4 Kaninchen Pab - P26447

Artikelnummer: CM0019867



Einführung

FSP1/S100A4 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches und murines S100A4, ein calciumbindendes Protein, das an der Erforschung von Zellmotilität, Apoptose und Krebsmetastasierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FSP1/S100A4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6275
Gen-ID	6275
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-101 von menschlichem FSP1/S100A4 (NP_002952.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P26447
Proteinmasse	12 kDa
Versand	Eisbeutel