

Ftcd Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O95954

Artikelnummer: CM0007577

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches FTCD, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte; für die Erforschung des Folsäurestoffwechsels und der Zytoskelettorganisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FTCD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LHC1; FTCD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10841
GenID	10841
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 320-541 des menschlichen FTCD (NP_006648.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95954
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel