


Ftmt Kaninchen-Polyclonale Antikörper (Mitochondriales Ferritin) Für Wb, Elisa - Q8N4E7

Artikelnummer: CM0016791



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes mitochondriales Ferritin (FTMT). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Unentbehrlich für Studien zum Eisenstoffwechsel, mitochondrialer Funktion und oxidativen Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FTMT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTF; FTMT
Spezies	Mensch
Gent-ID	94033
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht den Aminosäuren 183-242 von humanem FTMT (NP_803431.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8N4E7
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel