

Fto Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Gen-Id 79068

Artikelnummer: CM0022615

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen FTO, hergestellt gegen das N-terminale Fragment von Zebrafärblingen. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Epitranskriptomik und Adipositasforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FTO Kaninchen pAk
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79068
Gen-ID (Zebrafärbling)	553363
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-349 von FTO aus Zebrafärblingen entspricht (XP_009301626.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel