

Fuca2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bty2

Artikelnummer: CM0017024

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen die menschliche Plasma-Alpha-L-Fucosidase (FUCA2), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Glykoproteinstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUCA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	dj20N2.5; FUCA2
Art	Mensch
GenID	2519
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 118-467 des menschlichen FUCA2 (NP_114409.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BTY2
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eispackung