

Fuk Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N0W3

Artikelnummer: CM0024549

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humane L-Fucose-Kinase (FUK), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Nützlich für die Forschung am Fucose-Salvage-Weg und für Studien zu Glykosylierungsstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FUK; CDGF2; 1110046B12Rik
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	197258
Gen-ID	197258
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 795-1084 von humanem FUK (NP_659496.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8N0W3
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel