

Fut3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Fuct-III) Für Wb Und Elisa - P21217

Artikelnummer: CM0016619

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FUT3 (Fucosyltransferase 3), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Ideal für die Erforschung von Lewis-Blutgruppenantigenen und Glykosyltransferasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUT3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LE; Les; FT3B; CD174; FucT-III; FUT3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2525
GeneID	2525
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen FUT3 (NP_000140.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P21217
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel