


Fxr1-Kaninchen-Pab - P51114

Artikelnummer: CM0019683



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FXR1 (P51114), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Regulation der mRNA-Translation, der Neurogenese und der Muskelentwicklung. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 70 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FXR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8087
GeneID	8087
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 310-539 des humanen FXR1 (NP_001013456.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51114
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Kühlakku