

## Fyn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P06241

Artikelnummer: CM0021486



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Fyn (P06241), getestet in WB, IHC, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Fyn. Fyn ist eine Src-Familie Nicht-Rezeptor-Tyrosinkinase, die an der Zellsignalübertragung, Immunantwort und neuronalen Funktion beteiligt ist. Ideal für die Onkologie- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Fyn Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | SLK; SYN; p59-FYN; Fyn                                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                   |
| GenelD (human)    | 2534                                                                                                                    |
| GenelD            | 2534                                                                                                                    |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem Fyn (NP_002028.1) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                      |
| SWISS             | P06241                                                                                                                  |
| Protein-Gewicht   | 61kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eistasche                                                                                                               |