

Gaba-Transaminase (Abat) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P80404

Artikelnummer: CM0004630

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane GABA-Transaminase (ABAT), geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (AS 1-100). Ideal für Forschung zu Neurotransmitterabbau und Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABA-Transaminase (ABAT) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminase (ABAT)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	18
GeneID	18
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P80404
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel