


Gabbr1-Kaninchen-Pab - Q9Ubs5

Artikelnummer: CM0016158



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die Untereinheit 1 des humanen γ -Aminobuttersäure-Typ-B-Rezeptors (GABBR1) für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Studien zur inhibitorischen synaptischen Übertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABBR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GB1; GPRC3A; GABABR1; GABBR1-3; GABBR1
Art	Mensch
GeneID	2550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 200-460 des humanen GABBR1 (NP_068703.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBS5
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Kühlakku