


Galectin 3/Lgals3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17931

Artikelnummer: CM0002544



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Galectin-3 (LGALS3, MAC2). Validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Entzündungen, Krebs und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Galectin 3/LGALS3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
Spezies	Mensch
GenID	3958
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Galectin 3/LGALS3 (P17931) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17931
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel