

Galns Kaninchen-Pak Für Wb - P34059

Artikelnummer: CM0023219



Einführung

GALNS Kaninchen-pAk ist ein polyklonaler Antikörper, gegen rekombinantes menschliches GALNS hergestellt und für WB und ELISA validiert. Erkennt GALNS in menschlichen, murinen und Rattenproben, geeignet für die Forschung an lysosomalen Speicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GALNS Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	GAS; MPS4A; GaIN6S; GALNAC6S; GALNS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2588
Gen-ID	2588
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 27-307 von menschlichem GALNS (NP_000503.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P34059
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel