

Gamt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14353

Artikelnummer: CM0030924



Einführung

GAMT Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und (Ratten-) GAMT. Zielt auf Guanidinoacetat-N-Methyltransferase, ein Schlüsselenzym für die Kreatinsynthese. Geeignet für Studien zu Stoffwechselstörungen und neurologischen Entwicklungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAMT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIG2; CCDS2; TP53I2; HEL-S-20; GAMT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2593
Gen-ID	2593
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-236 von menschlichem GAMT (NP_000147.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14353
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel