

Gas2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43903

Artikelnummer: CM0015327

Einführung

GAS2 Kaninchen pAb detektiert Wachstumsarrest-spezifisches Protein 2 bei WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Rekombinantes Immunogen ergibt eine Bande von 35 kDa. Ideal für Zytoskelett- und Hörforschungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GAS-2; GAS2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2620
GenID	2620
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 des menschlichen GAS2 (NP_005247.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43903
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel