


Gata1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P15976

Artikelnummer: CM0014921



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GATA1, einen wichtigen erythroiden Transkriptionsfaktor. Für den Western Blot validiert und kreuzreagiert mit Maus. Ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Forschung zur Erythropese und zu Hämoglobinopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATA1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, GATA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2623
GeneID	2623
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 55-155 des humanen GATA1 (NP_002040.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15976
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku