

Gbf1 Kaninchen Pab - Q92538

Artikelnummer: CM0030798

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes GBF1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes und murines GBF1, einen Golgi-spezifischen Brefeldin-A-resistenten Guanosinnukleotid-Austauschfaktor, der am COPI-Vesikeltransport und dem Golgi-Apparat-Aufbau beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GBF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMT2GG; CMTD12; CMTD1A; ARF1GEF; GBF1
Spezies	Human
GeneID (human)	8729
GeneID	8729
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-85 von humanem GBF1 (NP_004184.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q92538
Proteingewicht	206kDa
Versand	Eisbeutel