


Gbp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P32455

Artikelnummer: CM0003204



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes GBP1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-GBP1. Geeignet für die Erforschung von angeborener Immunität, Autophagie und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GBP1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	GBP1; Guanylat-bindendes Protein 1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2633
GeneID	2633
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 493-592 von humanem GBP1 (P32455) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P32455
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eistasche