


Gbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P32455

Artikelnummer: CM0026679



Einführung

Der GBP1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper von CamelBio ist für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen konzipiert. Er zielt auf das humane Guanylat-bindende Protein 1 ab, eine wichtige Interferon-induzierbare GTPase, die an der angeborenen Immunität und der Pathogenabwehr beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GBP1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2633
GeneID	2633
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 383-592 von humanem GBP1 enthält (NP_002044.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32455
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel