

Gcet2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N6F7

Artikelnummer: CM0002810

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GCET2 (HGAL, GCAT2). Valid für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit human, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung der Keimzentrum-B-Zell-Biologie und Lymphome.

[Mehr erfahren](#)

Kernparameter	Spezifikation
Produktname	GCET2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HGAL; GCAT2; GCET2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	257144
Gen-ID	257144
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-178 von humanem GCET2 (Q8N6F7) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N6F7
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel