


Gcn2 Kaninchen-Mab - Q9P2K8

Artikelnummer: CM0007361



Einführung

GCN2 monoklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielmolekül ist die eIF-2-alpha-Kinase GCN2, ein Sensor für metabolischen Stress, der die Translation und die integrierte Stressantwort reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCN2 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	GCN2; PVOD2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	440275
GeneID	440275
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 des menschlichen GCN2 entspricht (NP_001013725.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2K8
Proteingewicht	187 kDa
Versand	Eisbeutel