


Gemin7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H840

Artikelnummer: CM0015950



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GEMIN7 (SIP3) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Nützlich zur Untersuchung der snRNP-Assemblierung, des prä-mRNA-Splittings und der Funktion des SMN-Komplexes. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GEMIN7 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	SIP3; GEMIN7
Spezies	Human
GenID (Human)	79760
GenID	79760
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-131 von humanem GEMIN7 (NP_078983.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9H840
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel