

Ggt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P19440

Artikelnummer: CM0022879



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GGT1 (Gamma-Glutamyltransferase 1), validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Für die Forschung zum Glutathion-Stoffwechsel und zu Leukotrienen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GGT1 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	GGT; GTG; GGTD; CD224; GGT 1; D22S672; D22S732; GGT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2678
Gen-ID	2678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 370-569 des humanen GGT1 enthält (NP_038265.2?)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19440
Proteingewicht	61 kDa/39 kDa/24 kDa
Versand	Eisbeutel