

GL7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q6Yw00

Artikelnummer: CM0021215

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das GL7-Protein von Oryza sativa (Q6YW00, ~104 kDa). Validiert für WB und ELISA, mit spezifischer Reaktivität in Reis. Ideal für Pflanzenbiologie und Nutzpflanzenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GL7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GL7
Spezies	Oryza sativa (Reis)
Gen-ID	4343837
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 444-570 von Oryza sativa GL7 enthält. (Q6YW00).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q6YW00
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eistasche