


Glb1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16278

Artikelnummer: CM0022211



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane Beta-Galaktosidase (GLB1), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung lysosomaler Speicherkrankheiten und der Elastogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLB1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2720
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 329-677 des humanen GLB1 (NP_000395.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16278
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Kühlakku