

## GLI1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08151

Artikelnummer: CM0007617



### Einführung

Hochwertiger monoklonaler GLI1-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-GLI1; das Immunogen umfasst die N-terminalen Aminosäuren 1–233. Ideal für die Krebsforschung und die Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter           | Wert                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname         | GLI1-Kaninchen-mAb                                                                                                   |
| Bezeichnungen/Alias | GLI; PPD1; PAPA8; GLI1                                                                                               |
| Art                 | Mensch                                                                                                               |
| GeneID (Mensch)     | 2735                                                                                                                 |
| GeneID              | 2735                                                                                                                 |
| Immunogen           | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1–233 des humanen GLI1 (NP_005260.1) entspricht. |
| Quelle              | Kaninchen                                                                                                            |
| Kategorie           | Monoklonale Antikörper                                                                                               |
| Anwendung           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                             |
| Kreuzreaktivität    | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                  |
| SWISS               | P08151                                                                                                               |
| Proteingewicht      | 118 kDa                                                                                                              |
| Versand             | Kühlakku                                                                                                             |